

# NANO ROUŠKA - informace pro uživatele

Kód: 59520

## Popis:

Roušky ze zdravotně nezávadného úpletu Nano Ag, určené pro přímý styk s kůží případně sliznicemi. Vhodné pro děti ve věku do 3 let, starší děti i dospělé. Příjemné na dotek.

Materiál 1: 92% PES (nano Ag), 8% elastan  
Materiál 2: 49% bavlna, 46% PES (nano Ag), 5% elastan  
Velikost: univerzální.

Upevnění na obličej pomocí gumiček.

## Antimikrobiální pletenina Nano Ag splňuje

vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let a dále splňuje základní kritéria pro hodnocení textilních výrobků, které přichází do styku s kůží a sliznicemi (obsah volného formaldehydu, pH vodného výluhu, stálobarevnost v potu a v oděru, obsah těžkých kovů, obsah aromatických aminů). Shodu výrobku s technickou specifikací provedl TZÚ a vydal certifikát č. 20-097 na základě protokolu COV/20/369 ze dne 13.11.2020.

Zkoušku potvrzující antibakteriální vlastnosti materiálů provedl SVÚ Olomouc (protokol č. 3790/2020 dne 29.10.2020).

## Použití:

Slouží jako ochrana dýchacích orgánů v prostředí s rizikem výskytu respiračních onemocnění. Chrání před bakteriemi a plísněmi, protože aktivní částice stříbra obsažené v materiálu tyto organismy ničí.

## Životnost:

Životnost roušek je velmi dlouhá. Nelze však stanovit konkrétní časový údaj. Ten závisí na šetrném způsobu praní.

## Balení:

v igelitovém sáčku po 50 kusech.

## Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte je při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla.

Přpravujte v původním balení nebo v plastovém pytli.

Roušky nevhodné pro použití likvidujte dle zákona o odpadech - pokud nebyly znečištěny nebezpečnými látkami, vyhodte do běžného komunálního odpadu.

## Návod na údržbu roušek:

Před prvním použitím antibakteriální roušku důkladně vyperte v rukou v co nejteplejší vodě za použití jádrového mýdla (nikoliv tekutého). Nepoužívejte kartáč.

Po vyprání roušky se z ní vyplaví aviváž (změkčovaadlo) a obnaží se NanoAg struktura materiálu (není viditelná lidskému oku).

Správnou funkci roušky lze ověřit kapkou vody, kterou dáme na vypranou a usušenou roušku. Kapka zůstane nějakou dobu na povrchu roušky.

S každým dalším vypráním se bude prodlužovat doba setrvání kapaliny na povrchu roušky.

Obsah kapének, které se případně vsáknou do roušky, je následně rozložen stříbrem obsaženým ve struktuře materiálu, který působí baktericidně i fungicidně - ničí bakterie a plísně.

Po dosažení správné funkčnosti roušky (kapky zůstávají na povrchu) můžete prát i v pračce. Prací prostředek - mýdlové vločky apod.

Roušku vyperte každý den po používání a nechte volně uschnout mimo přímý tepelný zdroj.

Materiál obsahuje elastan, nesmí se žehlit. Elastan by se seškvařil. Teplota praní max 65°C, doporučujeme však praní v ruce.



## Distributor:



COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o.

Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice  
www.comertex.cz

## Výrobce pleteniny Nano Ag:

JIMIPILET, s.r.o.  
569 73 Svojanov 67

## Upozornění

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě podráždění pokožky roušku dále nepoužívejte.