

NANO ROUŠKA - informace pro uživatele

Kód: 59520

Návod na údržbu roušek:

Před prvním použitím antibakteriální roušku důkladně vyperte v rukou v co nejteplejší vodě za použití jádrového mýdla (nikoliv tekutého). Nepoužívejte kartáč.

Pokud je vyprání roušky provedeno správně, vyplaví se aviváž (změkčovač) a obnaží se NanoAg struktura materiálu (není viditelná lidskému oku).

Správnou funkci roušky lze ověřit kapkou vody, kterou dáme na vypranou a usušenou roušku. Kapka zůstane nějakou dobu na povrchu roušky.

S každým dalším vypráním se bude prodlužovat doba setrvání kapaliny na povrchu roušky.

Obsah kapének, které se případně vsáknou do roušky, je následně rozložen stříbrem obsaženým ve struktuře materiálu, který působí baktericidně i fungicidně - ničí bakterie a plísňe.

Po dosažení správné funkčnosti roušky (kapky zůstávají na povrchu) můžete prát i v pračce. Prací prostředek - mýdlové vločky apod.

Roušku vyperte každý den po používání a nechteje volně uschnout mimo přímý tepelný zdroj.

Materiál obsahuje elastan, nesmí se žehlit. Elastan by se seškvařil. Teplota praní max 65°C, doporučujeme však praní v ruce.



Distributor:



COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o.

Orlovská 343/148, 713 00 Ostrava Heřmanice
www.comertex.cz

Popis:

Roušky ze zdravotně nezávadného úpletu Nano Ag, určené pro přímý styk s kůží případně sliznicemi. Příjemné na dotek.

Materiál 1: 92% PES (nano Ag), 8% elastan

Materiál 2: 49% bavlna, 46% PES (nano Ag), 5% elastan

Velikost: univerzální.

Upevnění na obličej pomocí gumiček.

Použití:

Jedná se o volnočasový výrobek určený k dennímu použití. Slouží jako ochrana dýchacích orgánů v prostředí s rizikem výskytu respiračních onemocnění. Chrání před bakteriemi a plísněmi, protože aktivní částice stříbra obsažené v materiálu tyto organismy ničí.

Životnost:

Životnost roušek je velmi dlouhá. Nelze však stanovit konkrétní časový údaj. Ten závisí na šetrném způsobu praní.

Balení:

v igelitovém sáčku po 50 kusech.

Skladování, přeprava, likvidace:

Skladujte je při pokojové teplotě na suchém a větraném místě mimo přímé působení slunečního světla.

Přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli.

Roušky nevhodné pro použití likvidujte dle zákona o odpadech - pokud nebyly znečištěny nebezpečnými látkami, vyhodte do běžného komunálního odpadu.

Upozornění

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. V případě podráždění pokožky roušku dále nepoužívejte.